



## DESCRIPTION

La gamme de cuves de stockage d'eau purifiée a été spécialement conçue pour le stockage d'eau purifiée produite par les appareils de la gamme ELGA (PURELAB et MEDICA).

La gamme des cuves de 25, 40 et 75 litres permet de minimiser le risque de prolifération bactérienne et procurer un système simple et pratique pour un grand nombre d'utilisation.

## CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- ◆ Fabrication en Polyéthylène blanc pour éliminer les relargages organiques.
- ◆ Totallement opaque afin d'éviter la pousse d'algues.
- ◆ Equipée de contrôleurs de niveau pour piloter l'appareil de production d'eau purifiée.
- ◆ Fond en pente pour vidange totale.
- ◆ Equipée d'un filtre évent anti CO2 afin d'éviter la recontamination ionique par l'air ambiant et arrêter les bactéries présentes dans l'air.
- ◆ Montage mural possible avec équerre spéciale.

CUVE	25 litres	40 litres	75 litres
<b>LARGEUR</b>	36 cm	40 cm	50.5cm
<b>PROFONDEUR</b>	27 cm	30 cm	35.5 cm
<b>HAUTEUR (hors évent)</b>	41.5 cm	52.5 cm	68 cm
<b>POIDS A VIDE</b>	5 Kg	8 kg	12 kg

### AGENCE NORD

34, rue des Châteaux  
ZI de la Pilaterie  
59290 WASQUEHAL  
Tél. : 03 20 66 14 14  
Fax : 03 20 66 14 19

### AGENCE ILE-DE-FRANCE

48, rue de l'Aubépine  
92160 ANTONY  
Tél. : 01 46 11 55 00  
Fax : 01 46 11 55 55

### AGENCE BRETAGNE

Parc d'activité de Mivoile  
St Jacques de la Lande – BP69203  
35092 RENNES Cedex 9  
Tél. : 02 23 40 62 62  
Fax : 02 23 40 62 69

### AGENCE RHÔNE-ALPES

Parc des Pivoilles  
2, rue de Lombardie  
69153 DECINES  
Tél. : 04 72 81 28 00  
Fax : 04 72 14 03 03

### AGENCE MIDI-PYRÉNÉES

7 av Didier Daurat  
31700 BLAGNAC  
Tél. : 05 34 56 14 50  
Fax : 05 34 56 14 51

### AGENCE PACA

ZI du pont  
717, av des Vergers  
13750 PLAN D'ORGON  
Tél. : 04 90 73 42 06  
Fax : 04 90 73 20 84

Visitez notre site web [www.elgalabwater.com](http://www.elgalabwater.com)

**VEOLIA WATER STI**  
Immeuble Gay Lussac  
20, avenue E. Herriot  
92350 LE PLESSIS ROBINSON

Tél. : 01 40 83 65 00  
Fax : 01 40 83 64 50  
Email : [elgalabwater@vwater-sti.fr](mailto:elgalabwater@vwater-sti.fr)

